

TÂCHE: INSTALLER UNE CONTENTION AU LIT.

(Vous pouvez consulter les images dans le cahier de techniques)

LISTE DE TÂCHES	OUI	NON	OUI	NON
Consulter le PTI et le plan de travail. Il doit y avoir une prescription médicale ou une directive de professionnels habilités pour l'application d'une contention (inf, ergo, physio, TS, psychologue, psychoéducateur)				
Se laver les mains				
Rassembler le matériel				
Aller à la chambre et déposer le matériel sur une surface propre et sèche.				
Se laver les mains				
Vérifier les freins du lit				
Se présenter				
Identifier la personne avec le bracelet et la feuille de route en lui demandant son nom complet et sa date de naissance (assis au fauteuil)				
Expliquer la procédure				
Monter le lit à une hauteur confortable.				
Placer la ceinture abdominale sur le lit avec les boucles vers le haut.				
Passer la sangle à travers une fente sur le côté du lit sous le matelas.				

LISTE DE TÂCHES	OUI	NON	OUI	NON
Passer une tige de fixation dans un œillet de la sangle vis-à-vis le matelas.				
Rabattre la sangle vers le haut en passant la tige de fixation dans l'œillet du rabat.				
Rabattre la sangle vers le bas en passant la tige de fixation de nouveau dans un œillet.				
Remettre le bouchon sur la tige de fixation et le tirer légèrement pour s'assurer qu'il soit bien fixé en place.				
Refaire les mêmes étapes de l'autre côté du lit. S'assurer de tendre suffisamment la 2e sangle pour comprimer le matelas.				
Ouvrir le rebord de la pochette cache-tige et passer 2 tiges dans les œillets de la ceinture abdominale en laissant un œillet libre entre les 2.				
Vérifier les capacités physiques et cognitives du patient				
Positionner le patient couché au lit				
Rabattre le rabat de la ceinture ayant les tiges en place sur l'abdomen de la personne.				
Rabattre l'autre rabat de la ceinture par-dessus celui ayant les tiges.				

LISTE DE TÂCHES	OUI	NON	OUI	NON
Insérer les tiges dans les œillets de façon à ce que la personne puisse respirer librement.				
Remettre les boutons après les tiges et tirer légèrement pour s'assurer qu'ils soient bien fixés.				
S'assurer que la ceinture est bien ajustée. Il doit être possible d'insérer l'épaisseur d'une main maximum entre la ceinture et l'abdomen de la personne.				
S'assurer du confort de la personne.				
Réinstaller confortablement la personne				
Remonter toutes les ridelles				
Baisser le lit au niveau le plus bas				
Mettre les effets personnels à la portée de la personne				
Mettre la cloche d'appel à la portée de la personne				
S'assurer que le bouton pour déverrouiller la contention soit à l'endroit convenu par le personnel soignant mais inaccessible pour le patient				
Se laver les mains en quittant la chambre				
Compléter la feuille de contention				